




# Aufbau Mikroskope



Ein Mikroskop bietet dir die einzigartige Möglichkeit deine Lieblingssachen ganz nah und im Detail anzuschauen. Du kannst vor allem zwischen zwei Mikroskoparten unterscheiden. Es gibt einmal das Auflichtmikroskop und das Durchlichtmikroskop.

Bei dem **Auflichtmikroskop** wird, wie der Name dir schon verrät, von oben auf dein Objekt geleuchtet. Das eignet sich besonders für höhere Gegenstände wie Steine, Muscheln oder Münzen.

Mit dem **Durchlichtmikroskop** hast du hingegen die Möglichkeit durch ein Objekt hindurchzuschauen, weil das Licht von unten nach oben durch dein Objekt scheint. Das ist vor allem für dünne Blätter, Wasserproben und Dünnschnitte geeignet.



Besuche uns auf:

